

Interclean®

Finalidade

Solução específica para manutenção preventiva de contadores automáticos e semi-automáticos de células sanguíneas. Exclusivo para uso em diagnóstico “*in vitro*”.

Composição

Alquifenolpolioxietileno: <15 g/L,
Conservante: <1,0 g/L.

Condições de Armazenamento

Armazenar em Temperatura Ambiente (15-25°C)

Preparação das amostras e instruções de uso do reagente

Seguir as instruções descritas no manual do instrumento.

Precauções e Cuidados Especiais

1. Somente para uso em diagnóstico “*in vitro*”.
2. Prejudicial à saúde se ingerido.
3. Evitar contato com olhos e pele.
4. Em caso de acidentes, lavar imediatamente com água em abundância e procurar auxílio médico.
5. Evite o contato excessivo.
6. Não reaproveitar a embalagem.
7. Descartar em local apropriado para dejetos potencialmente contaminados.
8. Após a mistura com material biológico, devem ser observados os procedimentos padronizados de

Boas Práticas de Laboratório para o descarte deste tipo de material.

Garantia da Qualidade

O desempenho deste sistema diagnóstico, medido pelas propriedades descritas nesta Instrução de Uso, está garantido até a sua data de vencimento, desde que obedecidas as seguintes condições:

1. A adesão estrita, pelo usuário, ao quadro de procedimento técnico.
2. As condições de armazenamento estarem de acordo com o recomendado nesta Instrução de Uso.
3. Os materiais necessários e não fornecidos com o produto devem estar em boas condições de uso.

Assessoria Técnica

Assessoria Técnica

Para esclarecimentos de dúvidas e Assessoria Técnica ligue: (31) 3157-3688 ou (11)99217-8407

E-mail: sac@katal.com.br

Apresentação

20 Litros

Fabricado por:

Katal Biotecnológica Indústria e Comércio Ltda.

Rua Leiria, 1.160

Belo Horizonte/MG - CEP: 31255-100

CNPJ: 71.437.917/0001-04

Responsável Técnico: Raquel Miranda Gonzaga

CRBio 076936/04-D

MS: 10377390229