



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos  
– FISPQ

CK-MB - Cód.: 1724

Nº FISPQ: 27  
Revisão: 01  
16/04/2025  
Pag. 1 / 4

## 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

PRODUTO: **CK-MB**

CÓDIGO: **1724**

Emergência: 0800 110 8270 - ABIQUIM | Pró-Química (24H em todo Brasil).

Fornecedor: Katal Biotecnológica Ind. Com. Ltda. – TEL.: (31) 3157 – 3688 / (11) 99217-8407 | e-mail: sac@kallab.com.br

Rua: Leiria, 1160 - Bairro: São Francisco CEP: 31255 - 110 / Belo Horizonte - MG – Brasil – CNPJ: 71.437.917/0001-04

## 2. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

O conjunto CK-MB é um sistema composto por dois reagentes, descritos a seguir:

<b>1. TAMPÃO</b>	Solução contendo Imidazol pH 6,7, anticorpo anti-CK-MM capaz de inibir até 2000 U/L de CK-MM, EDTA 2 mmol/L, acetato de magnésio 12,5 mmol/L, glicose 25 mmol/L, Hexoquinase >6800 U/L, NADP 2,5 mmol/L e NAC 25 mmol/L.
<b>2. ENZIMAS</b>	Solução contendo ADP 15,2 mmol/L, AMP 25 mmol/L, Diadenosina pentafofato 103 mmol/L, tampão imidazol pH 6,7 e G6-PDH > 8800 U/L
<b>3. CONTROLE DE CK MB</b>	01 Frasco contendo CKMB liofilizado.

## 3. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Efeitos adversos à saúde: Eventualmente podem ser observadas reações do tipo alérgicas a algum dos componentes individuais da formulação.

<b>FONTES DE EXPOSIÇÃO</b>	Inalação, ingestão, absorção pela pele, ou contato com a pele e/ou com os olhos.
<b>ÓRGÃOS-ALVOS</b>	Olhos, pele, sistema digestório.
<b>SINTOMAS POSSÍVEIS DE INTOXICAÇÃO</b>	Irritação dos olhos e da pele, dor de cabeça, náusea, fraqueza, exaustão, visão embaçada.

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

<b>OLHOS</b>	Lavar imediatamente com muita água, inclusive debaixo das pálpebras e abaixo dos olhos; procurar orientação médica imediatamente. Se ocorrer necrose local, procurar orientação médica imediatamente. Se persistir irritação, dor, sudorese, lacrimação ou fotofobia, procurar orientação médica o mais rápido possível.
<b>PELE</b>	Lavar o local de contato imediatamente com água em abundância; se o reagente penetrar na roupa, removê-la imediatamente e lavar o local de contato com água e sabão, e procurar orientação médica caso a irritação persista. Se ocorrer necrose local, procurar orientação médica imediatamente.
<b>INALAÇÃO</b>	Caso ocorra a inalação de grandes quantidades do reagente, encaminhar a pessoa exposta imediatamente para um local aberto (ar fresco); se houver parada respiratória, fazer respiração boca-a-boca para ressuscitação. Manter a pessoa aquecida e em repouso, e procurar orientação médica o mais rápido possível.
<b>INGESTÃO</b>	Em caso de ingestão acidental, procurar orientação médica imediatamente.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

**Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos  
- FISPQ**Nº FISPQ: 27  
Revisão: 01  
16/04/2025  
Pag. 2 / 4**CK-MB - Cód.: 1724**

Em caso de incêndio, extinguir o fogo com CO<sub>2</sub>, pó químico seco ou água.  
Equipamentos de proteção específicos: não requeridos.

**6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO**

<b>EM CASO DE DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO</b>	Evitar contato com a pele, com os olhos, inalar ou ingerir quaisquer dos reagentes.
<b>ÁREA AFETADA</b>	Isolar a área, de forma a conter o líquido derramado.
<b>LIMPEZA DO LOCAL</b>	Absorver o líquido com serragem ou papel absorvente, coletando o resíduo em um recipiente que possa ser fechado, para posterior disposição seguindo regulamentações legais. Continuar com este procedimento até que a área esteja sem indícios do reagente A pessoa responsável pela limpeza deve usar luvas de borracha e máscara descartável.

**7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO**

<b>MANUSEIO</b>	Qualquer contato dos reagentes com os olhos e pele deve ser lavado imediatamente com água Não se deve usar lentes de contato durante seu manuseio Não comer, beber, fumar, armazenar ou preparar alimentos, ou aplicarem cosméticos dentro da área de trabalho onde os reagentes estiverem sendo manuseados. Usar luvas e máscara descartáveis quando manusear os reagentes, e lavar sempre as mãos após o manuseio. Não dispensar os reagentes diretamente em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos Este produto destina-se somente para uso diagnóstico "in vitro".
<b>ARMAZENAMENTO</b>	Todos os reagentes devem ser mantidos na faixa de 2 a 8°C e em suas embalagens originais. O nº. do lote e o vencimento dos reagentes aparecem no rótulo da embalagem. Não usar reagentes cujo vencimento tenha expirado.

**8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL**

O usuário do produto deve evitar o contato do mesmo com a pele e olhos, inalar ou ingerir.  
Usar luvas e máscaras descartáveis quando manusear os reagentes, e lavar sempre as mãos após o manuseio.

**9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

PROPRIEDADE	TAMPÃO	ENZIMAS
<b>ASPECTO E ODOR</b>	Líquido incolor, translúcido, inodoro	Líquido incolor translúcido, inodoro.
<b>FAIXA DE PH</b>	6,0	9,0
<b>TEMPERATURA EM ESTADO LÍQUIDO</b>	Estável entre 2 e 8 °C	Estável entre 2 e 8 °C
<b>PONTO DE FULGOR</b>	Não aplicável - reagente não inflamável	Não aplicável - reagente não inflamável
<b>TEMPERATURA DE AUTO-IGNIÇÃO</b>	Não aplicável	Não aplicável
<b>LIMITES DE EXPLOSIVIDADE SUPERIOR-INFERIOR</b>	Não aplicável - reagente não explosivo	Não aplicável - reagente não explosivo
<b>SOLUBILIDADE</b>	Miscível em água	Miscível em água



## Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ

Nº FISPQ: 27  
Revisão: 01  
16/04/2025  
Pag. 3 / 4

CK-MB - Cód.: 1724

### 10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>ESTABILIDADE</b>	Para as análises, devem-se usar pipetas de vidro e ponteiros descartáveis separadas para cada reagente a fim de evitar contaminação cruzada, o que poderia causar resultados errôneos. O desempenho deste sistema diagnóstico está garantido até o vencimento do rótulo, desde que obedecidas as seguintes condições: - A adesão estrita, pelo usuário, ao quadro de procedimento técnico (ver Instruções de Uso) As condições de armazenamento estar de acordo com o recomendado. - Os materiais necessários e não fornecidos com o produto, estejam em boas condições de uso Demais condições ambientais e específicas exigidas para manter a estabilidade e para o manuseio deste produto estão descritas no item “MANUSEIO E ARMAZENAMENTO”.
<b>REATIVIDADE</b>	Não aplicável.

### 11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Não existem dados sobre a toxicologia específica para os reagentes deste produto.

Demais informações sobre perigos envolvidos no manuseio deste produto e os primeiros-socorros estão descritas nos itens “IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS” e “MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS”.

### 12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Não existem estudos sobre a eco toxicidade deste produto.

Os reagentes e suas embalagens devem ser dispostos respeitando-se as leis de proteção ambiental.

### 13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

Não dispensar os reagentes em tubulação contendo ferro galvanizado.

O descarte de todos os reagentes na rede de esgoto deve ser realizado mediante a lavagem dos recipientes que os contêm, em água corrente. Não dispensar os reagentes diretamente em coletores de lixo comuns ou nas redes de água e esgotos.

### 14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

O transporte do produto pode ser feito via aérea, ferroviária, marítima ou terrestre, desde que devidamente acondicionado em caixas com proteção interna contra choques, na faixa de temperatura entre 15 e 25°C por um limite de 48 horas ou 10 a 18°C, até um limite de 4 dias.

### 15. REGULAMENTAÇÕES

A resolução RDC 206 de 2006, da ANVISA, prevê a regulamentação e disponibilização desta FISPQ para os usuários deste produto.

A RDC 665/2022 ANVISA, prevê a regulamentação do registro deste produto junto ao Ministério da Saúde.

Essa FISPQ foi elaborada conforme as especificações da ABNT NBR 14725-4: 2009.



## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

### Referências Bibliográficas:

1. *Handbook of Fine Chemicals and Laboratory Equipment*, Aldrich, 2003-2004.
2. NIOSH Pocket Guide to Chemical Hazards, abril/2004.
3. *The Merck Index*, Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, NJ, 13ª edição, p 1535, 2001.
4. Katal: Dados de arquivo.

As informações contidas nesta FISPQ têm caráter meramente orientador, de forma que todos os reagentes poderão apresentar riscos desconhecidos, devendo ser manuseados com os cuidados indicados.

O usuário deste produto e desta FISPQ é responsável pela observação e prática das regulamentações legais cabíveis.